



Platinum CAD 75

Packung 2 x 800 g Dose



Artikelnr.: 292552
Hersteller: Zhermack
Gewicht: 1.805 kg
Höhe: 93 mm
Breite: 110 mm
Länge: 212 mm

€ 57,55

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 800 g Dose Silikon

Platinum 75 CAD zeichnet sich durch seine hervorragende Dimensionsstabilität, kurze Verarbeitungszeit und einfache Anwendung aus. Es hat eine hohe Zeichnungsschärfe und ist wärmebeständig bis 200°C, so dass es ebenfalls mit thermoplastischen Materialien verwendet werden kann. *Platinum 75 CAD* lässt sich leicht Bearbeiten und ist zudem scannbar ohne Scanspray.

- Scannbares A-Silikon für Vorwälle
- Scanbar ohne Scanspray
- Extrem geschmeidiges Anmischverhalten
- Hervorragende Detailwiedergabe
- Sehr gute Beschneidbarkeit
- Außerordentlich geschmeidige Konsistenz
- Shore Härte 75