



## TITANIUM

Eimer 2,6 kg



Artikelnr.: 292584  
Hersteller: Zhermack  
Gewicht: 2.775 kg  
Höhe: 160 mm  
Breite: 140 mm  
Länge: 140 mm

**€ 43,14**

*Zzgl. MwSt.*

### Eimer 2,6 kg Silikon

Das eigens für Dentallabore entwickelte C-Silikon **Titanium** zeichnet sich durch hohe Härte und gute mechanische Eigenschaften aus.

Es kann für alle Anwendungen eingesetzt werden, die eine begrenzte Zeit und keine zu hohen Arbeitstemperaturen erfordern. Titanium wird für die Herstellung von Gegenabdrücken für herausnehmbare Prothesen, Erstellung von Zahnfleischmasken durch indirekte Technik, Formen für selbsthärtende Kunststoffe und viele weitere Anwendungen empfohlen. Seit mehr als 35 Jahren trägt es durch seine Anwenderfreundlichkeit dazu bei, die Laborpraktiken zu beschleunigen und die alltägliche Arbeit des Zahntechnikers zu verbessern.