



## Panasil® binetics Putty

Refill Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche Putty Soft



Artikelnr.: 292661  
Hersteller: Kettenbach Dental  
Gewicht: 1.715 kg  
Höhe: 130 mm  
Breite: 130 mm  
Länge: 195 mm

**€ 164,91**

Zzgl. MwSt.

### Refill Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche Silikon Putty Soft

Präzise ohne Kompromisse, dafür steht Panasil®. Das Sortiment hat für alle Abformtechniken und Indikationen das richtige Produkt. Mit seinen überzeugenden Produkteigenschaften und aufeinander abgestimmten Produktkombinationen gelingen Abformungen auch im feuchten Milieu mit einem außergewöhnlich präzisen Ergebnis. Die Panasil®-Familie bietet dünn-, mittel- und zähfließende sowie knetbare Präzisionsabformmaterialien auf A-Silikon-Basis. *Panasil® binetics Putty* ist ein echtes, knetbares Putty auf A-Silikon-Basis in der 5:1 Großkartusche (380 ml) für die Präzisionsabformung. Panasil® binetics Putty Fast - hohe Endhärte (Shore-A 63) - kurze Mundverweildauer.

- Korrekturabformung
- Folienabformung

*Panasil® binetics Putty* ist ein echtes, knetbares Putty auf A-Silikon-Basis in der 5:1 Großkartusche (380 ml) für die Präzisionsabformung. Panasil® binetics Putty Soft – reduzierte Endhärte (Shore-A 56) für eine noch leichtere Mundentnahme - reduzierte Endhärte.

- Sandwichabformung
- Funktionelle Randgestaltung
- Korrekturabformung
- Folienabformung