



Identium® Heavy

Refill Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche Heavy Fast



Artikelnr.: 292667
Hersteller: Kettenbach Dental
Gewicht: 1.63 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 125 mm
Länge: 190 mm

€ 189,15

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche Abformmaterial Heavy Fast

Identium® verbindet die Vorzüge zweier bewährter Abformmaterialien (A-Silikon und Polyether) und das in perfekter Balance. Die innovative Werkstoffklasse Vinylsiloxanether gibt es als zäh-, mittel- und dünnfließende Viskosität und das in schnell- und normalabbindend für die Monophasen- und Doppelmischabformung. Somit können die wesentlichen Abformtechniken mit einem Material abgedeckt werden.

Identium® Heavy ist ein zähfließendes Präzisionsabformmaterial aus Vinylsiloxanether, das aufgrund seines optimalen Druckaufbaus in Kombination mit Identium® Light besonders gute Ergebnisse in der Doppelmischtechnik liefert.

- Doppelmischabformung