



## SABAguard®

Packung 24 Stück grün, 75 cm, HR-17, 1/2 Kreis, Rundkörper, 17 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 292725  
Hersteller: SABANA MEDIZINBEDARF  
Gewicht: 0.143 kg  
Höhe: 64 mm  
Breite: 115 mm  
Länge: 142 mm

**€ 43,91**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 24 Folien grün, Fadenlänge: 75 cm, HR-17, 1/2 Kreis, Rundkörper, Bogenlänge: 17 mm, USP 4/0

SABAguard® ist ein geflochtenes, synthetisches, nicht-resorbierbares steriles chirurgisches Nahtmaterial, bestehend aus Polyethylenterephthalat. Dieses Nahtmaterial ist zur Verbesserung der Handhabungseigenschaften sowie zur Verminderung der Kapillarität mit Silikon beschichtet.

- Polyester
- Geflochten, beschichtet
- Nicht resorbierbar