



GERL.

interprox® plus

Packung 6 Stück rosa, Ø 0,7 mm, nano



Artikelnr.: 292730
Hersteller: DENTAID
Gewicht: 0.032 kg
Höhe: 170 mm
Breite: 90 mm
Länge: 10 mm

€ 3,58

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Interdentalbürsten rosa, Ø 0,7 mm, nano

Die Interprox[®] - Produktpalette bietet das umfassendste Angebot an Interdentalbürsten, das von Experten für Mundgesundheit entwickelt wurde, um den oralen Biofilm restlos aus den Zahnzwischenräumen zu entfernen.

Die Qualität der Bürsten ist durch die ISO-Norm 16409 zertifiziert, die deren Haltbarkeit gewährleistet. Die Interprox[®] -Bürsten sind aus hochwertigen Tynex[®]-Borsten gefertigt und können rechtwinklig eingeführt werden. Diese sind um einen Draht mit Kunststoffummantelung geflochten, durch den eine Sensibilisierung aufgrund des Kontakts mit metallischen Flächen vermieden und das Zahnfleisch geschützt wird.

Interprox[®] passt sich allen Zwischenräumen an. Es sind zylindrische- oder konische Bürstenköpfe erhältlich. Erstere werden für die Reinigung zwischen den Vorderzähnen empfohlen, während letztere besser für die Zahnzwischenräume der vorderen und hinteren Backenzähne geeignet sind.

Das Sortiment lässt sich je nach Form des Bürstenkopfes und anderer technischer Merkmale in zwei Bürstentypen unterteilen: Interprox[®] und *Interprox[®] plus*. Beide können für die Reinigung der Zahnzwischenräume in jedem beliebigen Bereich der Mundhöhle verwendet werden. Für eine komfortablere Anwendung empfiehlt sich jedoch die folgende Verwendung: *Interprox[®] plus* für die hintere Mundhöhle (der abgewinkelte Kopf erleichtert den Zugang), Interprox[®] für die vorderen Zahnzwischenräume (die Schutzkappe kann auf den flexiblen Griff aufgesteckt werden, wodurch der Zugang zu den hinteren Bereichen erleichtert wird).

Dank der Schutzkappe können diese Bürsten nach dem Gebrauch hygienisch aufbewahrt und mitgenommen werden.

Die ideale Ergänzung zum Interprox[®]-Sortiment ist das Interprox[®] gel. Mit seiner sorgfältig ausgewählten Zusammensetzung und den speziellen Eigenschaften dringt es schnell in die Zahnzwischenräume ein.

- Zweifarbiges Bürstchen zur Kontrolle von Blutungen (weiße Borsten) und Plaque (schwarze Borsten)
- Präzise PHD-basierte Größenauswahl: berücksichtigt die entscheidenden Bürsten- und Borsten-Parameter
- Klare Systematik aller erforderlichen Größen in kontinuierlichem Anstieg von PHD 0,7 bis PHD 2,9
- Optimierte klinisch relevante Kraft für sanfte UND effektive Anwendung
- Durch wissenschaftliche Experten validiert
- Gestärktes Vertrauen, in der Dentalhygiene noch mehr erreichen zu können
- Spürbare Erleichterung im Praxisalltag
- Schonend zu Zahnfleisch und Zahnschmelz
- Passgenaue Bürstengrößen und -formen für jeden Patienten
- Besserer Reinigungseffekt