



Cavex ScanSpray

Packung 6 x 200 ml



Artikelnr.: 292777
Hersteller: ERNST HINRICHS
Gewicht: 0.164 kg
Höhe: 190 mm
Breite: 50 mm
Länge: 50 mm

€ 327,83

Zzgl. MwSt.

Packung 6 x 200 ml Scanspray

Cavex ScanSpray wurde entwickelt, um die Scanbarkeit von Abformungen zu optimieren. Da es sich um ein pulverbasiertes Spray handelt, kann es für alle Arten von Abformmaterialien verwendet werden. Durch den Zusatz von Titandioxid sind auch kleinste Details eindeutig scanbar.

Tragen Sie eine dünne Schicht *Cavex ScanSpray* auf die Abformung auf, um ein 100%ig genaues digitales Modell zu erhalten.

Das *Cavex ScanSpray* sprüht über 420 Sekunden, ausreichend für ca. 200 Anwendungen.

- Für ein sehr detailliertes digitales Modell der Abformung

- Geeignet für alle Arten von Abformmaterialien
- Auf Pulverbasis anstatt auf Ölbasis, so die Abformung dadurch nicht beeinträchtigt wird