



Sterican® Kanüle stumpf

Packung 100 Stück grün, 21G, 0,8 x 21 mm



Artikelnr.: 292992
Hersteller: B. Braun
Gewicht: 0.108 kg
Höhe: 90 mm
Breite: 80 mm
Länge: 110 mm

€ 5,83

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen grün, 21G, 0,8 x 21 mm

- Stumpfe Dünnwand-Kanüle in den Größen 21G und 27G
- Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickelstahl
- Mit sehr glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- 90° Anschliff
- Farbcodierter Konus aus Polypropylen
- Kompatibel mit Luer- und Luer-Lock-Spritzen
- Nicht hergestellt mit Latex, PVC und DEHP
- Einzeln steril verpackt

Anwendungsvorteile

- Stumpfer 90° Anschliff für geringes Risiko von Nadelstichverletzungen
- Klare Differenzierung zwischen einer Aufziehkanüle und einer Injektionskanüle durch den Schliff