



## ASPIJECT® Active Compact

Stück 1,8 ml Injektionsspritze mit Harpunen-Kolbenspitze



Artikelnr.: 294111  
Hersteller: Ronvig  
Gewicht: 0.091 kg  
Höhe: 23 mm  
Breite: 87 mm  
Länge: 183 mm

**€ 103,93**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** 1,8 ml Injektionsspritze, mit Ring-Griff und Kontra-Griff, Harpunen-Kolbenspitze

Die Verabreichung einer dentalen Injektion mit einer manuellen Zylinderampullenspritze ist ein präziser Vorgang, der erfahrene Hände und genaue Kontrolle erfordert. Die neue *ASPIJECT® Active Compact* ist leicht, liegt angenehm in der Hand und bietet optimale Kontrolle während der Aspiration und der Abgabe der Anästhesielösung.

Vorteile der *ASPIJECT® Active Compact*:

Ergonomischer Griff und Handhabung:

- Der kurze Abstand zwischen Daumenring und Fingerauflage sorgt für einen sicheren Halt bei allen Handgrößen.
- Der schwarze Griff der Spritze ist ergonomisch geformt, um einen komfortablen Halt zu gewährleisten. Dies reduziert die Ermüdung der Hand und verbessert die Präzision.
- Der ergonomische Griff ermöglicht eine bessere Kontrolle der Spritze während der Aspiration und Injektion.
- Das ergonomische Design minimiert die Beanspruchung der Hand und erlaubt es, sich auf die Injektionstechnik zu konzentrieren, anstatt die Spritze festhalten zu müssen.

Leicht und gut ausbalanciert:

- Gesamtgewicht: 48 g

Darüber hinaus verfügt *ASPIJECT® Active Compact* Zylinderampullenspritze über folgende Eigenschaften:

- Bekannte Qualität und sehr lange Lebensdauer.
- Fünf Jahre Garantie auf Material- und Konstruktionsfehler.
- Hergestellt aus säurebeständigem Edelstahl und hitzebeständigem Thermoplast.

- Ist für die Aufbereitung im Reinigungs- und Desinfektionsgerät und im Autoklaven geeignet.