



Mucopren® Versiegelungssilikon

Packung 50 ml Doppelkartusche, 8 Mischkanülen orange



Artikelnr.: 294339
Hersteller: Kettenbach Dental
Gewicht: 0.135 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 120 mm
Länge: 100 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.



Packung 50 ml Doppelkartusche, 8 Mischkanülen orange

Mucopren® Versiegelungssilikon auf Basis von Vinylpolysiloxan gehört in die gleiche Werkstoffgruppe wie *Mucopren® Soft*. Es wird auf die bearbeitete Oberfläche des weichbleibenden Unterfütterungsmaterials dünn aufgetragen.