



Mucopren® Soft

Basis-Set



Artikelnr.: 294340
Hersteller: Kettenbach Dental
Gewicht: 0.45 kg
Höhe: 50 mm
Breite: 65 mm
Länge: 270 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Basis-Set 50 ml Doppelkartusche, 50 ml silicone sealant, 10 ml Adhäsiv, 6 Mischkanülen weiß, 16 Mischkanülen orange, 1 Pinselhalter, 20 Einwegpinsel, 1 Stahlfräser, Zubehör

Mucopren® Soft ist ein dauerhaft weichbleibendes Langzeit-Unterfütterungsmaterial auf Vinylpolysiloxanbasis für herausnehmbare Prothesen. *Mucopren® Soft* eignet sich als Lösung bei atrophierten Kieferverhältnissen. Aber auch für die Interims- bzw. Implantatversorgung bietet *Mucopren® Soft* eine spürbare Entlastung. Das Material bleibt dauerhaft weich und seine glatte Oberfläche ermöglicht eine lange Tragedauer.