



## Mischkanülen weiß

Packung 100 Stück weiß, Ø 6,5 mm

---



Artikelnr.: 294343  
Hersteller: Kettenbach Dental  
Gewicht: 0.278 kg  
Höhe: 40 mm  
Breite: 240 mm  
Länge: 200 mm

**€ 71,76**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 100 Mischkanülen weiß, Ø 6,5 mm

Mischkanülen für Monopren transfer, Mucopren Soft, Panasil initial contact Regular, Panasil contact two in one Light. Sowie Futar, Futar Fast, Futar Easy, Futar Easy Fast, Futar D, Futar D Fast, Futar D Slow.