



## Primeprint Model C

Packung 1.000 g Kartusche

---



Artikelnr.: 294378  
Hersteller: Dentsply Sirona  
Gewicht: 1.385 kg  
Höhe: 50 mm  
Breite: 170 mm  
Länge: 275 mm

**€ 221,76**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 1.000 g Kartusche Kunststoff

*Primeprint Model C*

Anwendung:

- Situationsmodelle, Arbeitsmodelle und Tiefziehmodelle

Merkmale:

- Bietet die Möglichkeit, Tiefzieh-, Arbeits- und Situationsmodelle in einer Kartusche zu verwenden
- Modellfertigung in 1 Stunde: Gewährleistet die schnellsten Fertigungsprozesse für Modelle mit den verschiedenen Modellmaterialien von Primeprint
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Frei von Bisphenol A, MMA, THF-MA und TPO