



Silikonsteg für MELAstore® Tray

Packung 2 Stück für Tray Ophthalmologie/100/50/33, gelb



Artikelnr.: 294783
Hersteller: MELAG
Gewicht: 0.034 kg
Höhe: 1 mm
Breite: 120 mm
Länge: 205 mm

€ 26,64

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Silikonstege für Tray Ophthalmologie/100/50/33, gelb

Mit den neuen Silikonstegen in zehn verschiedenen Farben wird die Organisation des Arbeitsablaufs deutlich erleichtert. Zusätzlich benötigte Silikonstege können nachbestellt werden. Die Silikonstege sind nicht kompatibel mit den früheren MELAstore® Tray Varianten (mit den MELAG Artikelnummern ME01180, ME01181, ME01182).