



## Kulzer Vivida Home 6% HPS

Refill Spritze 3 ml Gel 6%



Artikelnr.: 294976  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 0.028 kg  
Höhe: 35 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 158 mm

**€ 17,17**

*Zzgl. MwSt.*

### Refill Spritze 3 ml Gel 6%

Das Bleaching-System Kulzer Vivida bietet eine sanfte und effektive Zahnaufhellung auf einem neuen Niveau. Kulzer Vivida ist für die Anwendung zuhause nach einer zahnärztlichen Beratung konzipiert und bietet für unterschiedliche Bedürfnisse eine Lösung, die Komfort, Wirksamkeit und Sicherheit vereint. Dank der einzigartigen Wasserstoffperoxid-Superior-Technologie (HPS) reduziert dieses moderne System die Empfindlichkeit, ermöglicht schnelle Ergebnisse in nur 15-30 Minuten und ist einfach in der Anwendung – ohne Kühlung.

Das Kulzer Vivida Home Kit zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit, hohe Ästhetik und ein attraktives Design aus. Es enthält alles, was der Patient für eine umfassende Bleaching Behandlung zu Hause benötigt und sorgt für ein strahlendes und selbstbewusstes Lächeln.

### Sanfte Behandlung & einfache Anwendung:

- Schnelle Behandlung – Nur 15-30 Minuten Behandlungszeit für die Patienten
- Schonende Behandlung – Reduzierte Überempfindlichkeit durch 6% HPS und die desensibilisierende Wirkung des Zahnconditioners
- Wirksame Behandlung – Bessere Stabilität, Viskosität und Selbstaktivierung dank patentierter Formel HPS (Hydrogene Peroxide Superior)
- Individuell angefertigte Zahnschienen passen perfekt auf Ihre Zahnreihen und sorgen für einen ausgezeichneten Kontakt des Bleaching Gels mit den Zähnen. Das macht sich in einem gleichmäßigeren Ergebnis bemerkbar. Zudem benötigen Sie weniger Bleachinggel, als bei einer unspezifischen Schiene.

### Komfortable Lösung für Zahnarzt und Patienten:

- Alle Produkte für eine umfassende Behandlung sind in einer hochwertigen Box enthalten (die benötigten Bleaching Schienen sind individuell anzufertigen und nicht im Set enthalten)

- Die Gelkonsistenz ermöglicht ein kontrolliertes und präzises Applizieren in die Schiene
- Keine Stuhlzeit
- Keine Kühlung erforderlich!