




VITA ENAMIC® multiColor for Cerec®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Sample Set 1 Block multiColor f. Cerec/inLab., 1 VITA ENAMIC Polishing Sample Set, 1 Verarbeitungsanleitung



Artikelnr.: 295257

Hersteller: VITA

Gewicht: 0.065 kg

Höhe: 22 mm

Breite: 49 mm

Länge: 148 mm

€ 60,43

Zzgl. MwSt.

Sample Set 1 Block multiColor f. Cerec/inLab., 2M2-HT, EMC-14, 1 VITA ENAMIC Polishing Sample Set (4 Polierwerkzeuge ER15m, ET6f, EC7m, EC6f), 1 Verarbeitungsanleitung

VITA ENAMIC multiColor ist ein multichromatischer CAD/CAM Rohling mit integriertem Farb- und Transluzenzverlauf für ästhetische Rekonstruktionen per Knopfdruck. Das hochmoderne Material mit einer einzigartigen dualen Netzwerkstruktur bietet zahlreiche klinische Vorteile.

Vorteile

- *Non-/minimalinvasiv* - Hybridkeramik ermöglicht präzise, non-/minimalinvasive Gestaltung – auch bei reduzierten Wandstärken
- *Schonend* - Kaukraft-absorbierende Materialeigenschaften sorgen für eine Schonung der Antagonisten
- *Zuverlässig* - Kantenstabile, passgenaue und sichere Rekonstruktionen durch die duale Netzwerkstruktur

Indikation

- Front- und Seitenzahnkronen auf Implantaten
- Front- und Seitenzahnkronen
- Veneers

Dies sind empfohlene Indikationen. Selbstverständlich ist i.d.R. das gesamte Spektrum an Einzelzahnversorgungen möglich. Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanweisungen der Produkte.