




## VITA VM® 13 3D-MASTER®

Dose 12 g Pulver dentin 2R2.5



Artikelnr.: 29552  
Hersteller: VITA  
Gewicht: 0.023 kg  
Höhe: 48 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 35 mm

**€ 20,87**

Zzgl. MwSt.

### Dose 12 g Pulver dentin 2R2.5

VITA VM® 13 ist eine hochästhetische Feinstruktur-Feldspat-Keramik, die perfekt auf den WAK-Wert von klassischen Aufbrennlegierungen (ca. 13,8 – 15,2  $\mu\text{m/mK}$ ) abgestimmt ist.

Völlig unabhängig davon, ob die klassischen Legierungen gegossen, gefräst oder gesintert werden.

VITA VM® 13 ist eine echte Alternative zur Vollkeramik – und ist überall dort zu Hause, wo der Maskierungseffekt eines Metallgerüsts erwünscht ist.

Die Brenntemperatur (880°C Dentinbrand) bietet Ihnen eine große Verarbeitungssicherheit, im speziellen für Legierungen mit einem niedrigen Soliduspunkt (1.100°C).

Hauptbestandteile sind sortenreine Kali- und Natronfeldspate, welche eine brillante Farbwirkung und höchste Biegefestigkeitswerte mit sich bringen.

Dank der homogenen, geschlossenen Oberfläche können Sie VITA VM® 13 besonders in situ hervorragend beschleifen und polieren. Dies führt zu glatten und dicht geschlossenen Oberflächen.

Die Plaqueanhaftung an der Keramikoberfläche wird deutlich reduziert und unterstützt somit den Patienten bei der Pflege des hochwertigen Zahnersatzes.

VITA VM® 13 ist eine hochwertige Systemkomponente des innovativen VITA VM Konzepts – der universellen Lösung für alle gängigen Indikationen. Ob Metallkeramik, Vollkeramik oder Komposit: die Möglichkeiten sind grenzenlos!

Für die individuelle Finalisierung stehen Ihnen VITA AKZENT Plus und VITA INTERNO Malfarben zur Verfügung. Vorteile

- Natürliche Farbwirkung und Lichtdynamik durch die Feinstruktur
- Minimales Schrumpfungsverhalten zur Reduktion von Wiederholungsbränden
- Exzellente Modellierfähigkeit für schnelles, zielsicheres Auftragen der Keramik
- Lückenloses Angebot an Zusatzmassen für exzellente Effekte
- Effiziente und wirtschaftliche Verarbeitung
- Individualisierbar mit VITA AKZENT Plus und VITA Interno
- Prozess-Sicherheit aufgrund von langjährigen Erfahrungswerten
- Erhältlich in VITA SYSTEM 3D-Master und VITA classical A1 – D4 Farben