



## Monoart Mundschutz Pro Soft Plus

Packung 50 Stück mit Gummizug, grün



Artikelnr.: 295590  
Hersteller: Euronda  
Gewicht: 0.2 kg  
Höhe: 80 mm  
Breite: 100 mm  
Länge: 180 mm

**€ 5,93**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 50 Masken mit Gummizug, grün

Der Alles-wird-leicht-Mundschutz

Monoart Pro Soft Plus ist die Mundschutzmaske mit überragendem Komfort bei ausgezeichneter Leistung. Ein 50% geringerer Luftwiderstand lässt dich freier atmen. So kannst du mit der Maske länger unbeschwert arbeiten. Gleichzeitig profitierst du von einer außerordentlichen Filterleistung >99% und erhöhtem Spritzschutz nach DIN EN 14683 Typ 2R. Damit bist du bestens gerüstet für Behandlungen unter Aerosolbelastung.

Einzigartiges Design

Samtweich und hochfunktional sind die einzelnen Lagen vom Monoart Pro Soft Plus. Die exzellente Verarbeitung mit fest aufgesetzten latexfreien Elastikbändern und langem flachem Nasenbügel sorgen für perfekten Sitz und guten Randabschluss. Das wirkt sich auch beschlaghemmend auf eine darüber getragene Brille aus. Die eleganten Farben dunkelblau, samtgrün, pfirsichrosa und tiefschwarz erweitern die Monoart Farbpalette und bringen einen eleganten Look in die Welt medizinischer Masken.

XTrap Filtertechnologie

Ein Meltblownvlies im Monoart Pro Soft Plus hält mehr als 99% aller Keime zurück. Für mehr Sicherheit haben wir das Material auch nach den strengen internationalen Standards der ASTM getestet. Das Filtermedium kann auch Partikel in Virengröße aufhalten, die häufig vielfach kleiner sind als Bakterien. Dank innovativer XTrap-Technologie bleiben ausgefilterte Partikel dazu deutlich länger im Vlies gebunden, als bei herkömmlichem OP-Mundschutz.

Vorteile Mund-Nasenschutz Protection Soft Plus

- 3 samtweiche Lagen Spinnvlies
- 4 exzellente Farbtöne

- 1 Meltblown-Filter mit XTrap-Verstärker
- Stabile, weich umhüllte Elastikbänder, frei von Latex
- > 99% Filterleistung
- 50% besserer Atemkomfort
- Sauber eingenähter Nasenbügel
- Antiallergen & Hautfreundlich
- Entspricht DIN EN 14683 Typ IIR
- Entspricht ASTM F2100 Level 2
- Medizinprodukt Klasse I CE-zertifiziert