




Monoart Patientenumhänge Bib Up

Karton 150 Stück 50 x 60 cm, weinrot



Artikelnr.: 295607
Hersteller: Euronda
Gewicht: 2.1 kg
Höhe: 130 mm
Breite: 260 mm
Länge: 320 mm

€ 20,44

Zzgl. MwSt.

Karton 150 Umhänge 50 x 60 cm, weinrot

Monoart Bib Up! ist der clevere Patientenumhang mit genial einfacher Touch-On-Befestigung. Er hält ohne umständliches Verknoten und zusätzliche Klammern. Einfach Halsausschnitt abtrennen, Touch Points freilegen und Umhang in der gewünschten Höhe und Weite leicht andrücken. Dank der Touch Points hält der Umhang auf nahezu allen Textilien, lässt sich ganz einfach wieder abnehmen und hinterlässt keine Spuren auf der Kleidung. Für eine engere Positionierung, zum Beispiel bei Kindern, die Touch Points einfach direkt im Nacken miteinander verbinden.

Bib Up! Patientenumhänge gibt es in XX klassischen Monoart-Farben. Sie bestehen aus einer Lage besonders saugfähiger Zellulose, die Spritzer und Feuchtigkeit aufnimmt. Die zweite Lage, eine darunter liegende Folie, verhindert ein Durchnässen. So bleibt Patientenkleidung sauber und trocken. Die Umhangform eignet sich besonders für die Prophylaxe oder bei medizinisch-kosmetischen Anwendungen. Die Touch-On-Befestigung der Monoart Bib Up! kann besonders bei ängstlichen Patient:innen eine gute Alternative sein. Der leichte Schulterdruck beim Anbringen wirkt wie eine sanfte Berührung. Der Verzicht auf halsumschließende Befestigung verhindert ein Enge-Gefühl. Ein Spender-Karton Monoart Bib Up! enthält 150 einzeln entnehmbare Umhänge. Er passt in handelsübliche Schubladen von medizinischen Möbelzeilen und erlaubt so eine hygienische Lagerung und bequeme Entnahme.

Vorteile Patientenumhänge Bib Up!

- Saugstark & flüssigkeitsfest
- Praktischer Halsausschnitt
- Einfache Befestigung ohne Knoten & Klammern
- Nachhaltig produziert in Europa

- 13 Farben
- Größe 50 x 60 cm