



Regofix® opak

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen grün



Artikelnr.: 29570
Hersteller: Dreve Dentamid
Gewicht: 0.282 kg
Höhe: 73 mm
Breite: 91 mm
Länge: 137 mm

€ 26,66

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Bissregistriermaterial, 12 Mischkanülen grün

Der Klassiker unter unseren Bissregistriermaterialien, schnell, hart und präzise.

Anwendung

- Alle Arten von Bissregistrierungen
- Zur Verschlüsselung bei intraoraler Stützstiftregistrierung
- Endhärte: 90 Shore A
- Sehr gut schneid- und fräsbar
- Farbe: blau