



Perfit FS

Packung 5 Stück Color Größe C14, A3



Artikelnr.: 295740
Hersteller: orangedental
Gewicht: 0.12 kg
Höhe: 35 mm
Breite: 90 mm
Länge: 160 mm

€ 211,43

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Blöcke Color Größe C14, A3

Weltweit erster bearbeitbarer, vollgesinterter Zirkon Block

- Biegefestigkeit >500 MPa (3-Punkt-Biegetest)
- Lichtdurchlässigkeit >44 % (1,0 mm Stärke, mit Spektralphotometer)
- Größen I12 / C14 / C16 / B32