



thermosept® X-tra enzymatic cleaner

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 295790

Hersteller: schülke

Gewicht: 5.634 kg

Höhe: 214 mm

Breite: 244 mm

Länge: 143 mm

€ 38,71

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter Reiniger

Mildalkalischer maschineller Hochleistungsreiniger mit Enzymen.

- Herausragende Reinigungsleistung durch die optimale Kombination von Enzymen und Tensiden
- All-in-One-Lösung für die maschinelle Reinigung mit breitem Anwendungsspektrum
- Hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund geringer Anwendungskonzentration
- Werterhalt durch optimierte Materialverträglichkeit
- Schaumarme Formulierung
- Kennzeichnungsfrei und dadurch besonders anwenderfreundlich