



Diamantschleifer 130

Stück FG, Figur 130, Kopflänge: 8 mm, ISO 008



Artikelnr.: 296110
Hersteller: Horico
Gewicht: 0.015 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 8 mm
Länge: 30 mm

€ 8,16

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer FG, Figur 130, Kopflänge: 8 mm, ISO 008

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Kronen und Brücken - Vollkeramik- und Metall-Keramik-Kronen, Vollständige und partielle Verblendkronen, Vollverblendgoldkrone, Inlay und Onlay Präparationen, Zahnrestauration - Amalgam-Restaurationen, Komposit-Restaurationen
- Max. Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min.