



Diamantschleifer 218

Stück FG, Figur 218, Kopflänge: 7 mm, ISO 016



Artikelnr.: 296132
Hersteller: Horico
Gewicht: 0.015 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 8 mm
Länge: 30 mm

€ 9,38

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer FG, Figur 218, Kopflänge: 7 mm, ISO 016

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Spitze ohne Diamant
- Kronen und Brücken - Vollkeramik und Metall-Keramik, Zahnrestorationen - Komposit-Restorationen
- Max. Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min., Drehzahl (ISO 025-045) 120.000 U/min.