



## Diamantschleifer 546

Stück rot fein, FG, Figur 546, Kopflänge: 8 mm, ISO 018



Artikelnr.: 296143  
Hersteller: Horico  
Gewicht: 0.015 kg  
Höhe: 30 mm  
Breite: 8 mm  
Länge: 30 mm

**€ 7,76**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Schleifer rot fein, FG, Figur 546, Kopflänge: 8 mm, ISO 018

- Normal-Körnung (80-120  $\mu$ )
- schwarz = extra-grob (180  $\mu$ )
- grün = grob (120-135  $\mu$ )
- rot = fein (45  $\mu$ )
- gelb = extra-fein (35  $\mu$ )
- weiß = ultra fein (5-15  $\mu$ )
- orange = UU-fein (2-4  $\mu$ )
- Kronen und Brücken - Vollverblendkronen, Vollkeramik-Kronen, Vollkeramik, Inlays und Onlays, Metall-Keramik-Kronen, Zahnrestauration - Komposit-Restaurationen
- Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min., Drehzahl (ISO 025-045) 120.000 U/min.