



## Sanifizer Enzymatic

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 296210  
Hersteller: Euronda  
Gewicht: 5.25 kg  
Höhe: 210 mm  
Breite: 140 mm  
Länge: 230 mm

**€ 85,84**

Zzgl. MwSt.

### Kanister 5 Liter Flüssigreiniger

*Sanifizer Enzymatic* ist ein mildalkalischer Flüssigreiniger für die chirurgische Instrumentenaufbereitung in Thermodesinfektoren. Die proaktive Wirkstoffkombination auf Basis natürlicher Enzyme mit alkalischen Komponenten sorgt für eine tiefe und zugleich schonende Reinigung. *Sanifizer Enzymatic* ist frei von Silikaten und schützt so vor Belägen auf Instrumenten und in der Waschkammer. *Sanifizer Enzymatic* bildet zusammen mit dem Neutralisator Sanifizer Neutralizer ein starkes Duo bei der maschinellen Aufbereitung. Beim Einsatz im Eurosafe 60 sorgt es für effektive Reinigung und Desinfektion ohne den Einsatz eines zusätzlichen Klarspülers und spart so Kosten.

Mildalkalischer Reiniger für Instrumentenaufbereitung im RDG

- Leistungsstarke Reinigung im RDG
- Mildalkalisch & multienzymatisch
- Umweltverträglich