




ZERO arti® quick

Packung 2 x 2,5 kg weiß



Artikelnr.: 296577
Hersteller: dentona
Gewicht: 5 kg

€ 33,90

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 2,5 kg Gips weiß

ZERO arti® quick vereint sämtliche herausragenden Eigenschaften des ZERO arti®. Diese Variante des weltweit einzigen Spezial-Artikulationsgips mit 0,00 % Expansion ist mit einer besonders kurzen Abbindezeit von 3-4 Minuten eingestellt.