



Flexitime® unlimited

Trial Kit 50 ml Kartusche, 3 Mixing Tips, 6 Intraoral Tips, 1 Gebrauchsinformation, 1 Guide



Artikelnr.: 296658

Hersteller: Kulzer

Gewicht: 0.16 kg

Höhe: 130 mm

Breite: 50 mm

Länge: 115 mm

€ 42,10

Zzgl. MwSt.

Trial Kit 50 ml Flexitime unlimited Kartusche, 3 Mixing Tips grün, 6 Intraoral Tips, 1 Gebrauchsinformation, 1 Step-by-Step-Guide

Flexitime® unlimited –

Ein Material. Alle Möglichkeiten.

Mit *Flexitime® unlimited* setzen Sie auf ein innovatives Abformmaterial, das alle Indikationen abdeckt. Es wurde entwickelt, um den gesamten Abformprozess zu vereinfachen und zu standardisieren – speziell für die Implantat- und Teleskop-Abformtechnik in der Monophasentechnik. Darüber hinaus kann es sowohl in Kombination mit Flow-Materialien als auch für alle weiteren Abformverfahren eingesetzt werden. *Flexitime® unlimited* basiert auf den bewährten Flexitime® Präzisionsabformmaterialien mit ihrer flexiblen Verarbeitungszeit (Zeitfenster zwischen 1:00 min. und 2:30 min.) und zeichnet sich weiter durch hervorragende physikalische Eigenschaften aus.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Ein Material für alle Techniken – spart Zeit, Lagerplatz und Kosten
- Einfacher Abformprozess – weniger Materialien, klare Abläufe, leichte Anwendung
- Top-Materialeigenschaften – zuverlässig und präzise
- Flexible Arbeitszeit & kurze Abbindezeit („Snap-Set“)- für stressfreies Arbeiten
- Leichte Mundentnahme – mehr Komfort für den Patienten

Flexitime® unlimited – Für alle Abformtechniken. Für alle Fälle. Für Ihre Praxis.