



## MELAfol+

Rolle 200 m x 25 cm Sterilisationsverpackung

---



Artikelnr.: 296789  
Hersteller: MELAG  
Gewicht: 5.838 kg  
Höhe: 220 mm  
Breite: 220 mm  
Länge: 270 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Rolle** 200 m x 25 cm Sterilisationsverpackung

Transparente Sterilisationsverpackung - *MELAfol+* ist eine bakteriendichte, heißsiegelfähige, transparente Sterilisationsverpackung nach EN 868-5. Sie ist knitterfrei und lässt sich bequem öffnen ("peelbare" Siegelnähte). *MELAfol+* hat einen Handhabungsindikator, der sich bei Dampfsterilisation von rosa nach braun verfärbt. Die *MELAfol*-Verpackungen werden mit einer 10 mm breiten Siegelnaht (EN 868-5 verlangt eine Mindestbreite von nur 6 mm) mit Folienschweißgeräten wie MELAseal Pro oder MELAseal 100+ sicher verschlossen.