



LM Spiegelgriff JM (Simple Stem EU-Gewinde)

Stück EU-Gewinde, rot, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 296816
Hersteller: Medicom
Gewicht: 0.016 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 50 mm
Länge: 190 mm

€ 31,84

Zzgl. MwSt.

Stück Griff EU-Gewinde, rot, LM-ErgoMax™ Griff

Für das Einbringen von Implantaten.

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.