



V-Print tray

Flasche 1.000 g grün



Artikelnr.: 297026

Hersteller: VOCO

Gewicht: 1.18 kg

Höhe: 222 mm

Breite: 98 mm

Länge: 98 mm

€ 236,48

Zzgl. MwSt.

Flasche 1.000 g Kunststoff grün

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung individueller Löffel, Basisplatten und Bissregistrare.

- Zeitersparnis - In hohen Schichtstärken druckbar (bis 200 µm)
- Verzugsfreie Abformungen - Dank hoher Festigkeit
- Universal - Mit allen Arten von Abformmaterialien einsetzbar
- Schnell und effizient - Objektdruck inkl. Randgestaltung, Retentionselementen und Aussparungen für Implantatabformungen
- Individuelle Abform- und Funktionslöffel
- Basen für Bisschablonen und Wachsaufstellungen in der Totalprothetik
- Bissregistrare