



OptiBond™ Universal 360

Kit 5 ml Flasche, 3 g Spritze Etchant Gel, 100 Applikatoren, 1 TG



Artikelnr.: 297147

Hersteller: Kerr

Gewicht: 0.215 kg

€ 146,55

Zzgl. MwSt.

Kit 5 ml Flasche Haftvermittler, 3 g Spritze Etchant Gel, 100 Applikatoren, 1 Technik Guide

OptiBond™ Universal 360

Dies ist ein revolutionärer neuer Haftvermittler, der jedem Behandler das beste Ergebnis bietet, unabhängig davon, welche Materialien verwendet bzw. welche Techniken angewendet werden. *OptiBond™ Universal 360* kann dazu beitragen, Ihre Ziele mit Leichtigkeit zu erreichen.

- Verbessertes Flaschendesign
- Universelle & vielseitige Anwendung
- Drei Lösungsmittel in einem
- Einfache Lagerhaltung