

## Implantmed Plus II SI-2102 (ScanEdition) Set

Set Implantmed Plus II kabelgebunden



Artikelnr.: 297150

Hersteller: W&H

Gewicht: 7.44 kg

Höhe: 380 mm

Breite: 350 mm

Länge: 540 mm

**€ 3.873,79**

Zzgl. MwSt.

**Set** Implantmed Plus II kabelgebunden enthält: Steuergerät, Motor mit Licht EM-LC - 1,8 m, Fußsteuerung mit Kabel S-N3, 6 Einweg-Sprayschläuche, Netzkabel, Universalablage, Stativ

### *Implantmed Plus II*

Die neuen High-End-Chirurgiegeräte vereinen modernste Technologie, intuitive Bedienung und intelligente Konnektivität – entwickelt, um die klinische Exzellenz unserer Anwender und ihre Effizienz bestmöglich zu unterstützen. Entdecken Sie die Vorteile des neuen *Implantmed Plus II* und des Piezomed-Moduls Plus II in bewährter W&H-Qualität und überzeugen Sie sich selbst, warum die neue Chirurgie-Plattform ein echtes Must-have ist.

### Vorteile im Überblick

#### **1. SCAN-FUNKTION**

(nur mit Scan-Edition SI-2102)

Dank der integrierten Scan-Funktion und der Verbindung zu ioDent® gehört die zeitaufwändige manuelle Dokumentation von verwendeten Materialien wie Implantaten und Biomaterialien der Vergangenheit an. Durch einfaches Scannen der Codes auf den Verpackungen werden manuelle Dokumentationsfehler minimiert und wertvolle Zeit gespart.

#### **2. IODENT® VERBINDUNG**

Dank integriertem WLAN ist die Verbindung des Implantmed Plus II mit der W&H ioDent®-Plattform einfacher denn je.

- Smart Connection: Mit einer einmaligen Registrierung des Geräts wird die Grundlage für ein digitales Geräteprotokoll über den gesamten Lebenszyklus geschaffen
- Remote Software-Update: Das Gerät bleibt stets auf dem neuesten Software-Stand. Neue Funktionen können vom Endnutzer direkt über die ioDent®-Plattform freigeschaltet werden

- Voreinstellungen: Die Verbindung zur Planungssoftware (SICAT) ermöglicht es, das Gerät vor der Behandlung automatisch mit allen relevanten patienten- und behandlungsspezifischen Einstellungen vorzukonfigurieren
- Digitale Dokumentation: Alle Behandlungsdaten, einschließlich der ISQ-Werte über die Osstell Beacon-Integration, werden für jeden Patienten automatisch dokumentiert. Berichte wie Implantatpässe oder Informationen für überweisende Chirurgen lassen sich einfach, schnell und individuell erstellen

### **3. MODULARITÄT**

Das neue Piezomed Modul Plus II wird einfach über einen Schiebemechanismus an das Gerät angeschlossen – ohne Kabel, ohne zusätzliche Stromversorgung.

Mit dem Piezomed Modul Plus II vereint die Chirurgie-Plattform einen chirurgischen Motor und die Piezo-Chirurgie in einem Gerät. Damit deckt es ein breites Spektrum chirurgischer Anwendungen ab.

### **4. DISPLAY**

Ein deutlich größeres 7-Zoll-Touch-Display, das noch leistungsfähiger ist und über eine optimierte Benutzeroberfläche verfügt, ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung.

### **5. LIGHT-GUIDE**

Der intelligente Light-Guide sorgt auch in Stresssituationen für sofortige Orientierung, indem er die jeweilige Anwendung (Motor- oder Piezo-Handstückanschluss) anzeigt.