



Septoject

Packung 100 Stück, G27/0,4 x 35 mm, lang



Artikelnr.: 297238
Hersteller: Septodont
Gewicht: 0.2 kg
Höhe: 83 mm
Breite: 70 mm
Länge: 200 mm

€ 9,59

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen, G27/0,4 x 35 mm, lang

Sterile zahnärztliche Einmalkanüle für Zylinderampullen zur routinemäßigen Verabreichung von zahnärztlichen Lokalanästhetika.

- Hochwertiger 3-fach Lanzettenschliff der polierten und silikonisierten Kanüle gewährleistet eine herausragende Gewebepenetration
- Hohlneedle aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl minimiert das Bruchrisiko (ISO 9626)
- Einstichmarkierung für eine optimale Ausrichtung der Kanülenspitze
- Kunststoffkörper
- Gammastrahlensterilisiert
- Sterile zahnärztlichen Einwegkanülen