



EVE DIAPOL® Set

Set HP 300 11 Stück (6 Schleifer, 5 Polierer), 1 Polierpaste



Artikelnr.: 297285
Hersteller: EVE Ernst Vetter
Gewicht: 0.246 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 71 mm
Länge: 109 mm

€ 186,43

Zzgl. MwSt.

Set HP 300 11 Instrumente (3 Schleifer Linse 26 x 2 mm blau grob/rosa mittel/grau fein, 3 Polierer TWIST 17 x 1,6 mm blau grob/rosa mittel/grau fein, 2 Schleifräder schwarz fein 15 x 3,5 mm/grau mittel 22 x 3 mm, 1 Schleifscheibe 22 x 3

3-stufiges, diamantiertes Poliersystem.

- Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand
- Vor der Politur erfolgt das Schleifen mit DIASYNT®
- Gold, Keramik, Lithium-Disilikat, Titan, Zirkonoxid
- Drehzahl 7.000-12.000 U/min., max. 20.000 U/min.