




## Monoart Towel Up! Pro Patientenservietten

Packung 500 Stück gelb, 33 cm x 45 cm



Artikelnr.: 297306  
Hersteller: Euronda  
Gewicht: 2.93 kg  
Höhe: 290 mm  
Breite: 210 mm  
Länge: 355 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 500 Servietten gelb, 33 cm x 45 cm

Patientenservietten für Dentalpraxen, Podologie, Tattoo & Kosmetik

- Optimaler Patientenschutz in vielen Farben
- Saugstarker Zellstoff + wasserfeste Folie
- Größe 33 cm x 45 cm
- Im wiederverschließbaren Hygiene-Pack

Die Monoart Patientenserviette besteht aus saugstarker Zellulose mit einer Polyethylen-Schicht. Sie eignet sich optimal zum Schutz von Patientinnen und Patienten in der Zahnarztpraxis oder bei medizinisch-kosmetischen Anwendungen. Der Zellstoff der Patientenserviette nimmt viel Feuchtigkeit auf. Seine spezielle Struktur verteilt Flüssigkeiten über die Oberfläche. Das erhöht die Aufnahmefähigkeit. Die untere Schicht der Dentalserviette aus feiner Folie bildet eine stabile Nässebarriere. Sie verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit. Die Kleidung von Patientinnen und Patienten bleibt sauber und trocken.

### Hygienische Towel Up!-Verpackung

Patientenservietten sind in einer wiederverschließbaren Folie verpackt. So lassen sich bequem und hygienisch einzelne Servietten entnehmen. Die neuartige Towel UP!-Verpackung vereinfacht ebenfalls das Handling und die Lagerung des Serviettenvorrats.

### Umweltschonende Herstellung

Darüber hinaus sorgt die Mikrostruktur dafür, dass Papierschicht und Folie fest miteinander verbunden sind. So kann das Lätzchen, wie es häufig genannt wird, umweltschonend ohne den Einsatz von Klebemitteln hergestellt werden.

## Monoart Patientenservietten Farbübersicht

Mit einer Auswahl aus dreizehn Farben kann die Monoart Patientenserviette optimal auf Praxiseinrichtung, Anwendungsfall, Patiententyp oder individuell auf die Kleidung von Patientinnen und Patienten abgestimmt werden.