



Eurosteril Pro Sterilisationsfolie 150mm Ro 200m

Rolle 200 m, 100 mm



Artikelnr.: 297312
Hersteller: Euronda
Gewicht: 2.14 kg
Höhe: 100 mm
Breite: 195 mm
Länge: 195 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Rolle 200 m Sterilisationsfolie, 100 mm

Eurosteril Sterilisationsverpackungen, hergestellt aus medizinischem Papier und Folie, eignen sich hervorragend zum Verpacken, Sterilisieren und Lagern von medizinischen Instrumenten.

Die dreifache Seitenversiegelung sorgt für optimale Dichtheit und Lagerfähigkeit. Zum Verschweißen eignen sich handelsübliche Foliensiegelgeräte, die in einem Temperaturfenster zwischen 170°C und 200°C arbeiten.

Eurosteril Sterilisationsfolie ist als Rollenware bis 30 cm Breite erhältlich in flacher Ausführung oder mit Falte für sperriges Material. Der Längenzuschnitt erfolgt individuell und einfach mithilfe der Markierungen am Folienrand. Zur Kontrolle ist ein Kontrastanzeiger integriert. Er zeigt an, ob eine Sterilisationsbehandlung mit Dampf stattgefunden hat.

Eurosteril-Folien entsprechen der Norm EN 11607. Sie sind zur Validierung von Verpackungsprozessen bei der Aufbereitung von Medizinprodukten geeignet.