



Harvard BioPOWER Dentine OptiCaps®

Packung 10 x 0,5 g Kapsel



Artikelnr.: 297429
Hersteller: Harvard Dental International
Gewicht: 0.08 kg
Höhe: 50 mm
Breite: 100 mm
Länge: 140 mm

€ 181,34

Zzgl. MwSt.

Packung 10 x 0,5 g Kapsel Zement

Harvard BioPOWER Dentine ist ein dualhärtender harzverstärkter MTA Glasionomer-Dentinersatz (Base). Harvard OptiCaps® können schnell und einfach aktiviert und mit dem Harvard Applier OptiCaps® ausgedrückt werden. Das Mischen in der Kapsel (Mischzeit 30 Sekunden) erfolgt mit einem Hochfrequenzmischer mit ca. 4300 Schwingungen/Minute. Das Material kann aus der Kapsel direkt in die Kavität appliziert werden.

Indikationen/Zweckbestimmung

- Unterfüllung bei direkten Restaurationen (Dentinersatz)
- Stumpfaufbau
- Indirekte Pulpaüberkappung