



Calibra® Universal+

Packung 2 x 4,5 g transparent, 20 Mixing Tips



Artikelnr.: 297482
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.039 kg
Höhe: 54 mm
Breite: 54 mm
Länge: 153 mm

€ 133,25

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 4,5 g Automix Spritze transparent, 20 Mixing Tips

Calibra® Universal+ kann als selbstadhäsiver Zement verwendet werden oder, wenn zusätzliche Haftfestigkeit erforderlich ist, zusammen mit Prime&Bond active® Universal Adhäsiv.

Vorteile auf einen Blick:

- Ideal für Zirkonoxid oder Glaskeramik-Restaurationen
- Einfache Überschussentfernung
- Geeignet für die Verwendung mit Adhäsiv, wenn zusätzliche Festigkeit erforderlich ist
- Bietet eine Kombination aus hoher Haftfestigkeit und Ästhetik
- In mehreren Farben erhältlich: Light, Medium, Translucent, Opaque und Bleach