



Filtek Easy Match fließfähiges Komposit 6225K Intro Kit

Packung 2 x 2 g Spritze Warm, 20 Tips



Artikelnr.: 297524
Hersteller: Solventum Dental Solutions
Gewicht: 0.036 kg
Höhe: 203 mm
Breite: 125 mm
Länge: 40 mm

€ 70,64

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 2 g Spritze Komposit Warm inklusive 20 Tips

Das fließfähige Komposit überzeugt durch seine besondere Anpassungsfähigkeit: Transparent wo benötigt, dentinähnlich wo gewünscht - **ganz ohne Blocker**.

Das **Drei-Farb-System** erleichtert Ihnen die Farbauswahl: Situation beurteilen – Farbe intuitiv auswählen – Komposit applizieren OHNE komplizierte Farbskala. Ideal zur Ergänzung des Filtek™ Easy Match Universal Komposits – ein perfektes Match die Beiden.