



# GERL.

## LC Kanülen für VivaPen

Packung 300 Stück LC, schwarz



Artikelnr.: 297537  
Hersteller: Ivoclar  
Gewicht: 0.137 kg  
Höhe: 180 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 70 mm

**€ 100,35**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 300 Kanülen LC, schwarz

Die schwarze LC-Kanüle[1] bei ausreichender Lichtpolymerisation

Für rein lichthärtende Anwendungen kann die bewährte schwarze LC-Kanüle verwendet werden, zum Beispiel bei direkten Restaurationsverfahren oder wenn eine ausreichende Lichtpolymerisation gewährleistet ist. Bei lichthärtenden Anwendungen bieten LC- und DC-Kanüle eine identische Performance und gleichwertig

verlässliche Ergebnisse.

[1] DC = Dual-Cure (dualhärtend), LC = Light-Cure (lichthärtend).