



# GERL.

## DC Kanülen für VivaPen

Packung 25 Stück DC, blau



Artikelnr.: 297545

Hersteller: Ivoclar

Gewicht: 0.04 kg

Höhe: 145 mm

Breite: 60 mm

Länge: 35 mm

**€ 23,11**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 25 Kanülen DC, blau

Die innovative blaue DC-Kanüle [1] ermöglicht dabei erstmals die Dualhärtung direkt aus dem einzigartigen VivaPen® und erweitert so gezielt den klinischen Einsatzbereich, insbesondere bei lichtlimitierten Situationen [2]. Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbar für direkte und indirekte Restaurationen
- Kompatibel mit allen Ätztechniken
- Rein lichthärtend oder dualhärtend [2] anwendbar – für mehr Sicherheit und Flexibilität, auch bei lichtlimitierten Situationen
- Verlässlich hohe Haftwerte (> 25 MPa) auf Schmelz und Dentin [3]
- Integrierter Desensibilisierungseffekt für minimiertes Risiko von postoperativen Sensibilitäten
- Frei von Bis-GMA
- Effizienter und kostensparender VivaPen: bis zu 4 x mehr Anwendungen pro ml-Inhalt im Vergleich zu konventionellen Flaschen-Adhäsiven [5, 6]

[1] DC = Dual-Cure (dualhärtend).

[2] Dualhärtend (licht- und selbthärtend) nur in Kombination mit blauer DC-Kanüle und dualhärtenden Stumpfaufbau- oder Befestigungscompositen. [

[3] In Kombination mit Tetric plus Fill, Tetric plus Flow und Variolink Esthetic DC.

[4] Berndt & Partner, VivaPen Benchmarking Study, Study Report, April 2022.

[5] Holaschke S, VEA Verification Report, Ivoclar Vivadent, 2021.