



## Adhese® 2

Starter Kit 0,5 ml Pen Adhäsiv inklusive 20 Aufsteckkanülen (LC, DC)



Artikelnr.: 297547  
Hersteller: Ivoclar  
Gewicht: 0.154 kg  
Höhe: 177 mm  
Breite: 65 mm  
Länge: 177 mm

**€ 41,10**

Zzgl. MwSt.

**Starter Kit** 0,5 ml Pen Adhäsiv inklusive 20 Aufsteckkanülen (LC, DC)

*Adhese® 2* ist ein Universal-Adhäsiv mit licht- und dualhärtenden Eigenschaften für direkte und indirekte Versorgungen. Die innovative blaue DC-Kanüle[1] ermöglicht dabei erstmals die Dualhärtung direkt aus dem einzigartigen VivaPen® und erweitert so gezielt den klinischen Einsatzbereich, insbesondere bei lichtlimitierten Situationen[2].

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbar für direkte und indirekte Restaurationen
- Kompatibel mit allen Ätztechniken
- Rein lichthärtend oder dualhärtend [2] anwendbar – für mehr Sicherheit und Flexibilität, auch bei lichtlimitierten Situationen
- Verlässlich hohe Haftwerte (> 25 MPa) auf Schmelz und Dentin [4]
- Integrierter Desensibilisierungseffekt für minimiertes Risiko von postoperativen Sensibilitäten
- Frei von Bis-GMA
- Effizienter und kostensparender VivaPen: bis zu 4 x mehr Anwendungen pro ml-Inhalt im Vergleich zu konventionellen Flaschen-Adhäsiven [5, 6]

[1] DC = Dual-Cure (dualhärtend).

[2] Dualhärtend (licht- und selbsthärtend) nur in Kombination mit blauer DC-Kanüle und dualhärtenden Stumpfaufbau- oder Befestigungscompositen. [

3] Für intraorale Anwendung Schutzhülle erforderlich.

[4] In Kombination mit Tetric plus Fill, Tetric plus Flow und Variolink Esthetic DC.

[5] Berndt & Partner, VivaPen Benchmarking Study, Study Report, April 2022.

[6] Holaschke S, VEA Verification Report, Ivoclar Vivadent, 2021.