

PROPHYflow

Stück



Artikelnr.: 297720
Hersteller: Woodpecker
Gewicht: 12.2 kg
Höhe: 530 mm
Breite: 350 mm
Länge: 590 mm

€ 4.450,00

Zzgl. MwSt.

Stück Prophylaxegerät

PROPHYflow

Effiziente Prophylaxebehandlung im Bereich der Pulverstrahl-Technologie

Die Handstücke aus Edelstahl sind filigran und zugleich robust. Durch die 12-stufige Leistungs-Regulierung und die 4-stufig einstellbare Wassertemperatur ist die Therapie sehr schmerzarm durchführbar. Die Handstücke sind thermodesinfizierbar und sterilisierbar. Neben einem Strom- und optionalen Wasseranschluss wird ein Druckluftanschluss mit 5,5 bis 7 bar benötigt. Die automatische Spülfunktion für den Schlauch minimiert mögliche Hygieneprobleme und reduziert das Ausfall-Risiko.

- Großer Touchscreen
- Pulverstrahl-Handstücke supragingival
- Pulverstrahl-Handstück subgingival
- Edelstahlboxen zur Sterilisation der Handstücke
- 10 subgingivale Ansätze (Nozzles) mit metallverstärktem Gewinde
- 2 Wasserbehälter (600 ml und 1.400 ml)
- 2 Pulverbehälter (SUP und SUB)
- Kabelloser Fußanlasser
- Zusätzlicher kabelgebundener Fußanlasser als Ersatz
- Wassertemperatur, Wassermenge und Leistung regulierbar
- Gehäuse in weiß
- Transportkoffer aus Aluminium
- 1 Jahr Garantie