



hydro-stone® 200

Beutel 2 x 2,5 kg weiß



Artikelnr.: 297944

Hersteller: dentona

Gewicht: 0.5 kg

€ 38,24

Zzgl. MwSt.

Beutel 2 x 2,5 kg Gips weiß

hydro-stone® 200 wurde als weltweit erster Spezialgips für Gegenbissabformungen aus Alginat entwickelt. *hydro-stone® 200* ist ein Spezialsuperhartgips nach DIN EN ISO 6873 : 2013, Typ 4, niederthixotrop, schnell abbindend optimiert für Alginat und hydrophilisierte Silikonabformmassen für Gegenbisse, Kunststoffprothetik, Modellguss und KFO.