



## Quik-Tips™ - Gracey +3 - Access XP® SQUARED

Stück Figur 5



Artikelnr.: 298001

Hersteller: American Eagle Instruments

Gewicht: 0.019 kg

Höhe: 13 mm

Breite: 105 mm

Länge: 105 mm

**€ 23,90**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Quik-Tip Figur 5

Mit den Quik-Tip™ Ansätzen von American Eagle Instruments sparen Sie Geld und reduzieren dabei Abfall. Quik-Tip™ ist der Name unseres nachhaltigen Instrumentensystems, mit dem Sie Handgriffe und austauschbare Instrumentenspitzen individuell kombinieren können. Quik-Tip™ Instrumentenspitzen sind in den bekannten Instrumentendesigns erhältlich – als Scaler, Küretten sowie Gracey Küretten; wahlweise in der Ausführung mit Talon Tough™ Edelstahl oder mit nanooptimierte XP® Squared Technology. Die XP® Squared Technology wird bei den Scalern und Küretten sowie Double Gracey™ Küretten von American Eagle Instruments eingesetzt, da sie die Herstellung dünnerer Instrumentenspitzen mit schärferen Schneidekanten ermöglicht. Die Quik-Tip™ Aufsätze gibt es auch in der Pro Thin Version mit extrafeinen Spitzen. Diese garantieren eine bemerkenswert schonende Therapie und den atraumatischen Zugang zu tiefen Parodontaltaschen. Eine Aufbereitung der zusammengesetzten Quik-Tip™ Instrumente ist im Thermodesinfektor problemlos möglich.