



Quik-Tips™ nach Barnhart XP® SQUARED

Stück Figur 6



Artikelnr.: 298061

Hersteller: American Eagle Instruments

Gewicht: 0.019 kg

Höhe: 13 mm

Breite: 105 mm

Länge: 105 mm

€ 23,90

Zzgl. MwSt.

Stück Quik-Tip Figur 6

Mit den Quik-Tip™ Ansätzen von American Eagle Instruments sparen Sie Geld und reduzieren dabei Abfall. Quik-Tip™ ist der Name unseres nachhaltigen Instrumentensystems, mit dem Sie Handgriffe und austauschbare Instrumentenspitzen individuell kombinieren können. Quik-Tip™ Instrumentenspitzen sind in den bekannten Instrumentendesigns erhältlich – als Scaler, Küretten sowie Gracey Küretten; wahlweise in der Ausführung mit Talon Tough™ Edelstahl oder mit nanooptimierte XP® Squared Technology. Die XP® Squared Technology wird bei den Scalern und Küretten sowie Double Gracey™ Küretten von American Eagle Instruments eingesetzt, da sie die Herstellung dünnerer Instrumentenspitzen mit schärferen Schneidekanten ermöglicht. Die Quik-Tip™ Aufsätze gibt es auch in der Pro Thin Version mit extrafeinen Spitzen. Diese garantieren eine bemerkenswert schonende Therapie und den atraumatischen Zugang zu tiefen Parodontaltaschen. Eine Aufbereitung der zusammengebauten Quik-Tip™ Instrumente ist im Thermodesinfektor problemlos möglich.