

MINISTAR S® Black Edition

Stück 230 V inklusive Zubehör



Aktion bis 30.06.2026

- Gutschrift in Höhe von € 300,- für Ihr Altgerät
- Materialpaket in Höhe von € 200,- on top
- kostenlose Rücknahme Ihres Altgerätes (herstellerunabhängig)

Artikelnr.: 298146

Hersteller: SCHEU-DENTAL

Gewicht: 1.342 kg

Höhe: 320 mm

Breite: 410 mm

Länge: 4800 mm

€ 2.075,88

Zzgl. MwSt.

Stück Druckformgerät 230 V inklusive Netzkabel, Folienmusterbuch, 1,7 kg Edelstahl-Füllgranulat, Schutzhaube, Silikonfett, Muster Granulatabdeckung, SD-Folienschere B

Die *MINISTAR S® Black Edition* präsentiert sich zum 100-jährigen Jubiläum von SCHEU-Dental in einer exklusiven, limitierten Sonderauflage. Die markante schwarze Farbvariante verleiht dem bewährten Tiefziehgerät einen modernen, selbstbewussten Auftritt – ergänzt durch ein neu gestaltetes Displaydesign für eine zeitgemäße Optik.

Eine Jubiläumsedition mit Charakter – limitiert auf 100 Stück.

3 Jahre Garantie, 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Zur *MINISTAR S® Black Edition* erhalten Sie die SD-Folienschere B kostenlos dazu. Die robuste, langlebige Schere eignet sich ideal zum Einbringen von Entspannungsschnitten sowie zum präzisen Ausschneiden von Schienen nach dem Tiefziehen. In der ebenfalls auf 100 Stück limitierten Jubiläumsausführung trägt sie eine exklusive 100-Jahre-SCHEU-Prägung.