



GERL.

IMPRIMO® LC Impression

Flasche 1 kg 385 nm, neonorange



Artikelnr.: 298172
Hersteller: SCHEU-DENTAL
Gewicht: 1.129 kg
Höhe: 245 mm
Breite: 90 mm
Länge: 90 mm

€ 229,92

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg Kunststoff 385 nm, neonorange

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung individueller Löffel und Basen für Bissnahmen, neonorange. Abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm.

- Dichte: ca. 1,1 g/ml
- Viskosität: ca. 0,7 Pa.s
- Materialhärte nach Aushärtung: ca. 80 Shore D