



Silginat®

Packung 6 x 50 ml Kartusche Strawberry



Artikelnr.: 298271
Hersteller: Kettenbach Dental
Gewicht: 0.76 kg
Höhe: 130 mm
Breite: 100 mm
Länge: 95 mm

€ 58,95

Zzgl. MwSt.

Packung 6 x 50 ml Kartusche Silikon Strawberry

Silginat® ist ein Alginat-Ersatzmaterial auf A-Silikon Basis, speziell für Alginat-Anwendungen. *Silginat®* ist ein mittelfließendes, elastomeres A-Silikon in der 5:1 Großkartusche und speziell für Alginatanwendungen (z. B. Situationsabformungen) entwickelt.

- Situationsabformung Erstellung von provisorischen Kronen und Brücken
- Gegenkieferabformung
- Kieferorthopädische Arbeiten
- Modelle für Fallstudien
- Herstellung von Modellen für die Konstruktion von Schienen
- Erstellung einfacher herausnehmbarer prothetischer Versorgungen